

Ausführung
mit und ohne Augen

Absaugkatheter aus PVC

ABSAUGKATHETER, GERADE




REF	PZN	VE	Bezeichnung	Größe CH	Länge cm	Farbcode
68 05 12	02411807	100	gerade, ohne Augen	12	52	□ weiß
68 05 14	02411813	100	gerade, ohne Augen	14	52	■ grün
68 05 16	02411836	100	gerade, ohne Augen	16	52	■ orange
68 01 06	02412089	100	gerade, 2 Augen	06	52	■ hellgrün
68 01 08	02412095	100	gerade, 2 Augen	08	52	■ blau
68 01 10	02412103	100	gerade, 2 Augen	10	52	■ schwarz
68 01 12	02412126	100	gerade, 2 Augen	12	52	□ weiß
68 01 14	02412132	100	gerade, 2 Augen	14	52	■ grün
68 01 16	02412149	100	gerade, 2 Augen	16	52	■ orange
68 01 18	02412155	100	gerade, 2 Augen	18	52	■ rot

Die transparenten Absaugkatheter sind aus medizinischem PVC hergestellt, besitzen einen farbcodierten Trichteransatz und eine abgerundete, atraumatische Spitze, je nach Ausführung mit oder ohne Augen.

- Steril (EO)
- Frei von Naturkautschuklatex
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ABSAUGKATHETER, GEBOGEN



REF	PZN	VE	Bezeichnung	Größe CH	Länge cm	Farbcode
67 01 08	01281716	100	gebogen, 2 Augen	08	60	■ blau
67 01 12	01281739	100	gebogen, 2 Augen	12	60	□ weiß
67 01 14	01281745	100	gebogen, 2 Augen	14	60	■ grün
67 01 16	01281751	100	gebogen, 2 Augen	16	60	■ orange