

eitan
medical
sapphire™



eitan
medical

Ihr Partner in der Infusionstherapie

Präzise Infusionsbehandlung – einfach, schnell, effektiv und zukunftsorientiert

Statten Sie sich mit einem kompletten System aus, welches mehrere Therapien bietet – für die häusliche Pflege, Krankenhäuser und ambulante Versorgung. Sapphire gestaltet die Zukunft der Infusionsbehandlung mit und prägt sie nachhaltig.



Kompaktes, leichtgewichtiges Gerät, das intuitiv und einfach zu bedienen ist



Beständige Genauigkeit mit stabiler Leistung



Eine Patentlösung für alle Infusionsanforderungen



Intelligente Technologie verhindert Fehlalarme und Dosierungsfehler

Verschaffen Sie sich einen Vorsprung mit Sapphire

Eine Infusionspumpe für Multitherapien

- Infusionsmodi: Kontinuierlich (mit und ohne sekundäre Leitung), PCA, Intermittierend, Multi-step, TPE, Epidural (PCEA, Epidural Intermittierend, PIEB)
- Intuitive patientennahe Programmierung
- Konfigurierbare Einstellungen und patientenspezifische Parameter
- $\pm 2,5$ % Infusionsgenauigkeit. Sicherheit durch höhere Präzision gegenüber führenden Infusionspumpen
- Einfache Umstellung zwischen Pumpen- und Schwerkraftentlüftung

Herausragende Benutzerfreundlichkeit, die für höhere Patientensicherheit sorgt

- Großes, übersichtliches Farb-Touchscreen
- Schnelles Eingreifen via Touchscreen möglich
- 4 Sperrebenen
- Dualer Anti-Free-Flow-Mechanismus in der Pumpe und im Applikationsset
- Automatischer Neustart nach Distalokklusion
- Fortsetzen der Option nach dem Ausschalten während der Infusion
- Fehlerbehebung auf dem Bildschirm bei Alarm

Patientenversorgung und Vertrauen mit Blick auf die Zukunft

- Flexible softwaregesteuerte Pumpe für für multiple Einsatzgebiete
- Kostengünstige Updates, inklusive zusätzlicher Therapiemodi
- Eine leistungsstarke Plattform, eine Benutzeroberfläche für alle Infusionsanforderungen

Arbeiten Sie wirtschaftlich dank niedriger Gesamtbetriebskosten

- Minimale Kosten während des Produktlebenszyklus – vom Kauf bis zur Aktualisierung
- Hohe Verfügbarkeit dank des einzigartigen Pumpmechanismus, der den Verschleiß beweglicher Teile verringert
- Onlineaktualisierung per Remotezugriff und jährliche Zertifizierung vor Ort
- Weniger Ausgaben für Schulungen und Ressourcen, basiert auf Funktionalität mit vielen Features und einer gemeinsamen therapieübergreifenden Benutzeroberfläche
- Sehr widerstandsfähig mit hohem Schutz vor Eindringen von Flüssigkeiten, Erschütterungen und Überspannungen

Sapphire™ Multi-Therapie Kit



Sapphire™
Multi-Therapie Kit Infusionspumpe
Art.-Nr.: 17000-028-0082

Enthält

- Sapphire™ Multi-Therapie Infusionspumpe
- Netzadapter mit Kabel
- Montagehalterung «Cradle»
- Schlüssel für die Arretierungsschraube «Cradle»
- Benutzerhandbuch



Hauptspezifikationen

Abmessungen

143 x 96 x 49 mm (H x B x T)

Gewicht (ohne Akku)

418 g

Art der Pumpe

Antrieb volumetrisch, peristaltisch

Pumpmechanismus

Volumetrische Einkanal-Infusionspumpe mit integriertem Drucksensor

Infusionsmodi

Kontinuierlich (mit und ohne sekundäre Leitung), PCA, Intermittierend, Multi-step, TPE, Epidural (PCEA, Epidural Intermittierend, PIEB)

KVO-Rate

Bis zu 20 ml/Std. in Schritten von 0,1 ml/Std.







Genauigkeit

± 2,5 % unter normalen Bedingungen (gemäss der Norm IEC60601-2-24)








Akku

Lithium-Ionen-Akku, 7,4 V, 1960 mA/h, 24 Std. bei 125 ml/h (mit vollständig geladenem Akku und ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung)
Ladedauer: Bis zu 6 Std. (wenn die Pumpe nicht in Betrieb ist)








Infusionsleitungen | Standard

Produkt-Name	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Länge (cm)	Füllvolumen	Stck./VE
AP 403	12003-000-0005	Infusionsset mit Anstechdorn ohne Filter	290	~6 mL	30
					
AP 406	12000-000-0007	Infusionsset mit Anstechdorn, Tropfkammer, Zuspritzteil, ohne Filter	287	~24 mL	30
					
AP 407	12000-000-0008	Infusionsset mit Anstechdorn, Tropfkammer, nadelloser Y - Luer Lock Anschluss, ohne Filter	286	~24 mL	20
					
AP 409	12005-000-0001	Infusionsset mit Anstechdorn, Tropfkammer, nadelloser Y - Luer Lock Anschluss, integriertes Rückschlagventil ohne Filter, für Piggyback Infusion	277	~23 mL	30
					
AP 413	12003-000-0007	Infusionsset mit Luer Lock und nadelloser Y - Luer Lock Anschluss, ohne Filter	289	~6 mL	30
					
AP 423	12003-000-0017	Infusionsset mit Anstechdorn, Rückschlagventil, ohne Filter	292	~7 mL	30
					

Infusionsleitungen | Filtersets

Produkt-Name	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Länge (cm)	Füllvolumen	Stck./VE
AP 201	12000-000-0006	Infusionsset mit Anstechdorn und 0,2 μ Filter	290	~20 mL	20
					
AP204	12003-000-0004	Infusionsset mit Anstechdorn Rückschlagventil und 0,2 μ Filter	295	~8 mL	30
					
AP 205	12000-000-0004	Infusionsset mit Anstechdorn, Zuspritzteil und 1,2 μ Filter	297	~23 mL	20
					
AP 206	12000-000-0005	Infusionsset mit Anstechdorn, nadelloser Y - Luer Lock Anschluss, 1,2 μ Filter	295	~23 mL	20
					
AP 207	12000-000-0009	Infusionsset mit Anstechdorn, Tropfkammer, Zuspritzteil und 1,2 μ Filter	291	~26 mL	30
					
AP 210	12003-000-0010	Infusionsset mit Anstechdorn und 1,2 μ Filter	304	~9 mL	30
					
AP 240	12003-000-0054	Infusionsset mit Anstechdorn, Rückschlagventil und 1,2 μ Filter	295	~8 mL	20
					

Infusionsleitungen | Spezialsets

Produkt-Name	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Länge (cm)	Füllvolumen	Stck./VE
AP 101	12006-000-0002	Transfusionsset mit Anstechdorn, 2 Rollklemmen, 200 µm Filter und nadelloser Y - Luer Anschluss	292	~28 mL	20
					
AP 237	12007-000-0007	PVC-freies Infusionsset UV-beständig, mit Anstechdorn, Rollklemme, 1,2µ Filter, Sicherheitsklemme, Rückschlagventil und Luer-Lock Anschluss	290	~6 mL	30
					
AP 402	12004-000-0001	Epidural Set mit Anstechdorn, Sicherheitsklemme, farbige Kennzeichnung, ohne Filter	290	~6 mL	30
					
AP 410	12005-000-0002	Sekundäres Erweiterungsset mit Haken für Piggyback Infusion	Set:71 Hacken: 20	~9 mL	30
					
AP 417	12004-000-0003	NRFit® Epidural Set mit Anstechdorn, Sicherheitsklemme, farbige Kennzeichnung, ohne Filter	Set:291	~6 mL	30
					
AP 424	12003-000-0015	PCA Set mit Anstechdorn, Rückschlagventil, Y-Verlängerung und Sicherheits Luer-Lock	294	~7 mL	30
					
AP 504	12000-000-0016	Infusionsset UV beständig, Tropfkammer, nadelloser Y - Luer Lock Anschluss	287	~26 mL	20
					

Zubehör | Stromversorgung



Sapphire™
Netzadapter mit Kabel
Art.-Nr.: 17000-132-0008



Sapphire™
Externes Batteriepaket
Art.-Nr.: 15079-111-0001



Sapphire™
Integriertes Netzteil
Art.-Nr.: 15072-000-0011



Sapphire™
Kabeladapter Typ E
Art.-Nr.: 15070-112-0002



Sapphire™
Mini Cradle mit Splitter
Art.-Nr.: 17000-026-0002



Sapphire™
Mini Cradle ohne Splitter
Art.-Nr.: 05040-300-0011



Sapphire™
Splitter Doppelkonnector
Art.-Nr.: 05040-300-0012



Sapphire™
Dreifachpumpenhalterung
Triple Cradle
Art.-Nr.: 17000-020-0009





Sapphire™
Umhängetasche
Füllvolumen ca. 500 ml
Art.-Nr.: 05080-605-0001



Sapphire™
Transportkoffer
Art.-Nr.: 15020-010-0002



Sapphire™
Rucksack 3L
Art.-Nr.: 15088-000-0001



Sapphire™
Lock-Box
PCA/PCEA 250 ml
Art.-Nr.: 15063-000-0001



Sapphire™
Tragegurt und Beutel
für PCA Lock-Box 250 ml
Art.-Nr.: 15063-000-0004



Sapphire™
Bolus-Geber
Art.-Nr.: 05022-410-0001

Kundennummer: _____

Datum: _____

Lieferadresse:

Rechnungsadresse:

Ihre Bestellnummer: _____

Ihre E-Mail: _____

Ihre Telefonnummer: _____

Ansprechpartner: _____

Hiermit bestellen wir folgende Produkte:

Sapphire™ Pumpe

Art.-Nr.	Produktname	Menge VE
17000-028-0082	Multi-Therapie Kit	

Infusionsleitungen | Standard

Art.-Nr.	Produktname	Menge VE
12003-000-0005	AP403 (30 St. pro VE)	
12000-000-0007	AP406 (30 St. pro VE)	
12000-000-0008	AP407 (20 St. pro VE)	
12005-000-0001	AP409 (30 St. pro VE)	
12003-000-0007	AP413 (30 St. pro VE)	
12003-000-0017	AP423 (30 St. pro VE)	

Infusionsleitungen | Filtersets

Art.-Nr.	Produktname	Menge VE
12000-000-0006	AP201 (20 St. pro VE)	
12003-000-0004	AP204 (30 St. pro VE)	
12000-000-0004	AP205 (20 St. pro VE)	
12000-000-0005	AP206 (20 St. pro VE)	
12000-000-0009	AP207 (30 St. pro VE)	
12003-000-0010	AP210 (30 St. pro VE)	
12003-000-0054	AP240 (20 St. pro VE)	

Infusionsleitungen | Spezialsets

Art.-Nr.	Produktname	Menge VE
12006-000-0002	API01 (20 St. pro VE)	
12007-000-0007	AP237 (30 St. pro VE)	
12004-000-0001	AP402 (30 St. pro VE)	
12005-000-0002	AP410 (30 St. pro VE)	
12003-000-0015	AP424 (30 St. pro VE)	
12000-000-0016	AP504 (20 St. pro VE)	

Zubehör | Stromversorgung

Art.-Nr.	Produktname	Menge VE
17000-132-0007	Netzadapter mit Kabel	
15079-111-0001	Externes Batteriepaket	
15072-000-0011	Integriertes Netzteil	
15070-112-0002	Kabeladapter type E	

Zubehör | Support

Art.-Nr.	Produktname	Menge VE
17000-026-0002	Mini Cradle mit Splitter	
05040-300-0011	Mini Cradle ohne Splitter	
05040-300-0012	Splitter Doppelkonnektor	
17000-020-0009	Triple Cradle	

Zubehör | Mobilität

Art.-Nr.	Produktname	Menge VE
05080-605-0001	Umhängetasche ca 500ml	
15020-010-0002	Transportkoffer	
15088-000-0001	Rucksack 3L	

Zubehör | Schmerztherapie

Art.-Nr.	Produktname	Menge VE
15063-000-0001	Lock-Box 250ml	
15063-000-0004	Tragegurt und Beutel für PCA Lockbox 250 ml	
05022-410-0001	Bolus-Geber	

Bemerkungen:



Kontaktinformationen des Kundendienstes:
info.dach@eitanmedical.com
Tel.: +49 611 168 5456 1 | Fax: +49 611 168 5602 3
www.eitanmedical.com