

# MobiSupport

**DIE MOBILE INTENSIVPFLEGE-EINHEIT**  
für die schnelle Bereitstellung eines  
Intensivpflegeplatzes.



## MobiSupport

DIE MOBILE INTENSIVPFLEGE-EINHEIT

Der MobiSupport ist ein modularer Gerätewagen für die schnelle Bereitstellung eines mobilen Intensivpflegeplatzes.

Das notwendige Equipment einer Intensivstation wie Monitoring, Beatmung, Perfusoren, Spritzenpumpen, Sauerstoff- und Stickstoffflaschen, Katheter, Infusionen und weiteres Zubehör werden gleichzeitig, übersichtlich und sicher am MobiSupport befestigt.

Mit Hilfe des Gerätewagens lässt sich jedes Patientenzimmer mit geringem Aufwand in einen Intensivpflegeplatz umwandeln und das ohne aufwendige Montage von Haltesystemen.

Dabei ist der modulare Gerätewagen äußerst kompakt, platzsparend und individuell auf ihre klinikspezifische Bedürfnisse konfigurierbar.

Weitere Informationen zum MobiSupport wie Zubehör und klinikspezifische Lösungen auf [mth-medical.com](http://mth-medical.com)



Monitoring



Perfusoren & Spritzenpumpen



Beatmungsgeräte



Sauerstoff- & Stickstoffflaschen



## MOBI SUPPORT

Art.Nr. 306650

### BASISAUSSTATTUNG

- >> 8 Normprofilsschienen ca. 650 mm
- >> 1 Normprofilsschiene massiv ca. 650 mm
- >> 2 Normprofilsschienen extra lang massiv ca. 1250 mm
- >> 1 Schubfach mit Edelstahlblech 560 x 275 x 120 mm
- >> 1 Perfusorhalterung ca. 1500 mm
- >> 1 Ablagekorb 300 x 200 x 100 mm
- >> 1 Infusionsstativ mit 4 Flaschenhaken montiert am Holm
- >> 1 Multiclip mit großer Schlaufe
- >> 1 Vierfach-Steckdosenleiste
- >> 1 blaue Kabelaufwicklung
- >> 6 variable Nutzensteine

### ROLLFUSS

- >> massive Rollfußkonstruktion aus Stahl
- >> RAL 9002 Struktur pulverbeschichtet
- >> 4 sehr hochwertige, elektrisch leitfähige Doppelaufrollen 125 mm Ø, davon 2 feststellbar

### ABMESSUNGEN

- >> Breite 1260 x Tiefe 635 x Höhe 1.700 mm

## OPTIONALES ZUBEHÖR (mehr online)



Katheter Köcher



Flaschenhalterungen




Gelenkarme



Ablagetabletts



Monitorträger



Körbe