



# M3

**Das kompakte Oberarm-Blutdruckmessgerät mit weicher Easy Manschette 22 – 42 cm, für das kleinere Budget**



Erklärungen zu den Icons finden Sie im aktuellen Advance Pocket Guide

## Verkaufsargumente / Merkmale

**Weiche und angenehm zu tragende Easy Manschette für Armumfang 22 – 42 cm (M/L)**

- **Grosse Anzeige von Blutdruck und Puls**
- **Patentierter Intellisense™ Technologie** für eine kurze, individuell angepasste Messung
- **Klinisch validiert** für garantiert höchste Präzision
- **Anzeige bei korrektem / nicht korrektem Manschettensitz**
- **Anzeige bei Bluthochdruck / unregelmässigem Puls**
- Inklusive **Easy Manschette** (22 – 42 cm) und **Batterien** für ca. 1'000 Messungen (Netzadapter optional)
- **Mittelwertberechnung**
- **2-Personen-Speicher** (2 x 60 Speicherplätze), Gastmodus
- **3 Jahre Garantie**

### Pharmacode

<b>OMRON M3</b> (HEM-7154-E)	774 97 48
---------------------------------	-----------

### Zubehör

Easy Manschette (22-42 cm)	612 21 12
S Manschette (17-22 cm)	542 22 66
100-240V-Netzadapter CM01	769 08 58

### Lieferumfang

- Blutdruckmessgerät mit Easy Manschette (22 – 42 cm)
- 4 AA-Batterien (Typ LR6)
- Aufbewahrungstasche
- Bedienungsanleitung mehrsprachig (DE, IT, FR, EN, ES, NL, RU, AR, TR)
- Garantiekarte für 3 Jahre



# M3 Comfort

Das bewährte Oberarm-Blutdruckmessgerät mit vorgeformter 360° Intelli Wrap Manschette



Erklärungen zu den Icons finden Sie im aktuellen Advance Pocket Guide

## Verkaufsargumente / Merkmale

**NEU: Speziell geeignet für Diabetiker und während Schwangerschaft, dank spezifischer klinischer Validierung**

**Vorgeformte 360° Intelli Wrap Manschette für Armumfang 22 – 42 cm (M/L)**

- **Grosse Anzeige von Blutdruck und Puls**
- **Patenterte Intellisense™ Technologie** für eine kurze, individuell angepasste Messung
- **Klinisch validiert** für garantiert höchste Präzision
- **Anzeige bei korrektem / nicht korrektem Manschettensitz**
- **Anzeige bei: Bluthochdruck / unregelmässigem Puls**
- Mit **Batterien** für ca. 1'000 Messungen (Netzadapter optional)
- **Mittelwertberechnung**
- **2-Personen-Speicher** (2 x 60 Speicherplätze), Gastmodus
- **3 Jahre Garantie**

### Pharmacode

---

**OMRON M3 Comfort** 774 97 49  
(HEM-7155-E)

#### Zubehör

Vorgeformte 360° Intelli Wrap 612 21 06  
Manschette 22 – 42 cm

100-240V-Netzadapter CM01 769 08 58

#### Lieferumfang

- Blutdruckmessgerät mit 360° Intelli Wrap Manschette (22 – 42 cm)
- 4 AA-Batterien (Typ LR6)
- Aufbewahrungstasche
- Bedienungsanleitung mehrsprachig (DE, IT, FR, EN, ES, NL, RU, AR, TR)
- Garantiekarte für 3 Jahre



OMRON



# M4 Intelli IT

Das neue, kompakte Oberarmblutdruck-Messgerät mit vorgeformter 360° Intelli Wrap Manschette und OMRON Connect App\*



Erklärungen zu den Icons finden Sie im aktuellen Advance Pocket Guide

## Verkaufsargumente / Merkmale

**NEU: Speziell geeignet für Diabetiker und während Schwangerschaft**, dank spezifischer klinischer Validierung

**NEU: \* OMRON Connect App für iPhone und Android** (kostenloser Download), kabellose Übertragung der Messwerte auf Smartphone via Bluetooth

**Vorgeformte 360° Intelli Wrap Manschette für Armumfang 22 – 42 cm (M/L)**

- **Grosse Anzeige von Blutdruck und Puls**
- **Patentierte Intellisense™ Technologie** für eine kurze, individuell angepasste Messung
- **Klinisch validiert** für garantiert höchste Präzision
- **Anzeige bei korrektem / nicht korrektem Manschettensitz**
- **Anzeige bei: Bluthochdruck / unregelmässigem Puls**
- **2-Personen-Speicher** (2 x 60 Speicherplätze), Gastmodus
- **3 Jahre Garantie**

Pharmacode

---

<b>OMRON M4 Intelli IT</b> (HEM-7155T-EBK)	774 97 50
---	-----------

<b>Zubehör</b>	
Vorgeformte 360° Intelli Wrap Manschette 22 – 42 cm	612 21 06
100-240V-Netzadapter CM01	769 08 58

### Lieferumfang

- Blutdruckmessgerät mit 360° Intelli Wrap Manschette (22 – 42 cm)
- 4 AA-Batterien 1.5 V (Typ LR6)
- Aufbewahrungstasche
- Bedienungsanleitung mehrsprachig (DE, IT, FR, EN, ES, NL, PL, RU, TR, AR)
- Installationsanweisung für OMRON Connect App
- Garantiekarte für 3 Jahre

All for Healthcare



# OMRON



## M7 Intelli IT

**Oberarm-Blutdruckmessgerät mit vorgeformter 360° Intelli Wrap Manschette, Dual Display und OMRON Connect App\***



Erklärungen zu den Icons finden Sie im aktuellen Advance Pocket Guide

### Verkaufsargumente / Merkmale

**NEU:** Mit Dual Display – für einen direkten Vergleich des aktuellen Messergebnisses mit einem gespeicherten Messresultat

**NEU:** 3-fach Messung – mit Hinweisfunktion auf mögliches Vorhofflimmern (Afib)

Vorgeformte 360° Intelli Wrap Manschette für Armumfang 22 – 42 cm (M/L)

\* OMRON Connect App für iPhone und Android (kostenloser Download), kabellose Übertragung der Messwerte auf Smartphone via Bluetooth

- Grosse Anzeige von Blutdruck und Puls auf Dual Display
- Patentierte Intellisense™ Technologie für eine kurze, individuell angepasste Messung
- Klinisch validiert für garantiert höchste Präzision
- Wochenmittelwert Anzeige für Morgen- und Abendwerte
- Anzeige bei: Bluthochdruck / unregelmässigem Puls
- Anzeige bei korrektem / nicht korrektem Manschettensitz
- 2-Personen-Speicher (2 x 100 Speicherplätze), mit Gastmodus
- 3 Jahre Garantie

### Pharmacode

**OMRON M7 Intelli IT (neu)**  
(HEM-7361T-EBK)

774 97 47

### Zubehör

Vorgeformte 360° Intelli Wrap  
Manschette 22 – 42 cm

612 21 06

100-240V-Netzadapter CM01

769 08 58

LCD-Schutzhülle

HEM-CACO-734

### Lieferumfang

- Blutdruckmessgerät mit 360° Intelli Wrap Manschette (22 – 42 cm)
- 4 AA-Batterien 1.5 V (Typ LR6)
- Aufbewahrungstasche
- Bedienungsanleitung mehrsprachig (DE, IT, FR, EN, ES, NL, PL, RU, TR, AR)
- Installationsanweisung für OMRON Connect App
- Garantiekarte für 3 Jahre

**All for Healthcare**

\*Inkl. vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)  
GVO / 01.20